

DC 430 MA P

III

Leistungsfähige Körperanalysewaage mit integriertem Drucker

NEU

Hauptmerkmale

- ◊ Ganzkörperzusammensetzungsanalyse in 15 Sekunden mit klinisch präziser Tanita Dualfrequenz BIA Technologie
- ◊ Eingebauter Drucker liefert sofortiges Auslesen der Ergebnisse mit Kopfzeilenanalyse.
- ◊ Ergebnisse werden automatisch auf der SD-Karte gespeichert, an einen PC gesendet oder gedruckt.
- ◊ GMon Pro Software kompatibel, ermöglicht Trendanalyse, Gesundheitsgefährdungseinschätzung und volles Datenmanagement.
- ◊ Plattform mit niedrigem Profil für zusätzliche Stabilität
- ◊ Max. Gewichtskapazität 270kg mit 100g Präzision
- ◊ MDD Zulassung, NAWI Klasse III
- ◊ 3 Jahre Garantie

Messungen

- ◊ Körperfett in %
 - ◊ Fettmasse (kg),
 - ◊ Fettfreie Masse (kg)
 - ◊ Muskelmasse (kg)
 - ◊ Gesamtkörperwasser in %
 - ◊ Body Mass Index
 - ◊ Knochenmasse (kg)
 - ◊ Körperbauwert
 - ◊ Einstufung des Viszeralfetts
 - ◊ Grundumsatz (kcal)
 - ◊ Grundumsatzindikator
 - ◊ Stoffwechselalter
- ◊ **Analyse zum Ausdrucken:**
 - Körperfettanalyse
 - Muskelmasseanzeige
 - BMR Anzeige
 - Körperbauwert
 - Ziel: BF und Gewicht

